


## COMPLEMENTI PER BARRA PORTACCESSORI

La barra portaccessori viene utilizzata per il posizionamento a muro di accessori per la cura del paziente e l'arredo di locali di degenza e specialistici.

La barra portaccessori in acciaio inox, nelle configurazioni standard ( dim. 30 x 10 mm ), è disponibile nelle misure 500, 1000, 2000 mm.



### ASPIRATORE ENDOTRACHEALE

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO (AFNOR, UNI, BS or DIN)

CODICE 24200123 Scala 0 - 0,4 mmbar

CODICE 24200108 Scala 0 - 1,0 mmbar

CODICE 24200123 Scala 0 - 0,4 mmbar ( uscita a portagomma senza vaso da 300cc )

CODICE 24200108 Scale 0 - 1,0 mmbar ( uscita a portagomma senza vaso da 300cc )

CODICE 24100200 MORSETTO IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A BARRA



VASO RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI DA 2000 cc CON COPERCHIO IN ABS E VASO STERILIZZABILE IN MAKROLON, DISPOSITIVO DI TROPPO PIENO

CODICE 25100002

CODICE 24100200 MORSETTO IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A BARRA

CODICE 24200125 CESTELLO IN ACCIAIO NICHELATO PER FISSAGGIO SU MORSETTO



PORTA SONDE SINGOLO IN PIREX

CODICE 24200104

CODICE 24100200 MORSETTO IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A BARRA



PORTA SONDE DOPPIO IN PIREX

CODICE 24200104

CODICE 24100200 MORSETTO IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A BARRA

# COMPLEMENTI PER BARRA PORTACCESSORI



## FLUSSOMETRO SINGOLO PER OSSIGENO

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO (AFNOR, UNI, BS or DIN)  
CODICE 25000123

CODICE 24100200 MORSETTO IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A BARRA

## FLUSSOMETRO SINGOLO PER ARIA MEDICINALE

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO (AFNOR, UNI, BS or DIN)  
CODICE 25000124

CODICE 24100200 MORSETTO IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A BARRA

## FLUSSOMETRO DOPPIO PER OSSIGENO

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO (AFNOR, UNI, BS or DIN)  
CODICE 25000205

CODICE 24100200 MORSETTO IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A BARRA

## FLUSSOMETRO DOPPIO PER ARIA MEDICINALE

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO (AFNOR, UNI, BS or DIN)  
CODICE 25000206

CODICE 24100200 MORSETTO IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A BARRA

UMIDIFICATORE A GORGOGLIAMENTO con coperchio in ottone cromato  
CODICE 25000106



## MORSETTO DI ALLUMINIO

CODICE 24200100



## SLITTA A MURO INOX

CODICE 24100104

## SLITTA A MURO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

CODICE 24100105

## SLITTA A MURO MATERIALE PLASTICO ABS

CODICE 24100108



## SDOPPIATORE PRESE AFNOR OSSIGENO A Y ATTACCO A BARRA

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO

CODICE 25200011

## SDOPPIATORE PRESE AFNOR VUOTO A Y ATTACCO A BARRA

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO

CODICE 25200012

## SDOPPIATORE PRESE AFNOR ARIA MEDICINALE A Y ATTACCO A BARRA

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO

CODICE 25200013

## SDOPPIATORE PRESE AFNOR PROTOSSIDO D'AZOTO A Y ATTACCO A BARRA

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO

CODICE 25200014

## SDOPPIATORE PRESE AFNOR ANIDRIDE CARBONICA A Y ATTACCO A BARRA

Completo di 1 mt. tubo antistatico e INNESTO

CODICE 25200015

